




ご使用中の輸液セットでも

外さない投与が可能に



外さないから

曝露しない

抗がん薬投与用 一体型接続セット




アンティリーク クラウンの特長

互換性

輸液ポンプメーカー純正輸液セットとの併用で外さない投与を可能にします

簡便性

付属の「疎水フィルターキャップ」を純正輸液セットに取り付けることで、オートプライミング機構を可能にします



側管の使用順が直観的に分かるカラーリング



側管は童謡『チューリップ』の“♪赤・白・黄色～”という歌詞の通りに色分けをしています。
一剤目は赤色の側管というように、下から順にお使いください。
だれもが・いつでも・同じように作業できる工夫です。

“外さない”という曝露対策

抗がん薬投与後、接続部を外さないため薬液の漏出がない。



医療安全への配慮

側管クランプの色分けにより投与手順の標準化が可能。
一体型は感染リスク対策にも効果的。

業務の効率化

オートプライミング機構により容易に投与準備が完了。

アンティリーク クラウン 製品種類

Crown - クラウン -	
シール/側管数	型式
 4本	AL-CW4
 2本	AL-CW2

アンティリーク クラウン 製品仕様

チューブ材質	ポリ塩化ビニル (DEHPフリー)
メインルート全長	330mm
側管チューブ長	下流側から、 525mm・500mm・475mm・450mm
包装単位	10個 / 箱
販売名: AL接続セット 一般名称: 輸液用延長チューブ クラス分類: 一般医療機器	製品名: アンティリーククラウン 医療機器届出番号: 09B1X00004000164

販売元



〒651-0084 兵庫県神戸市中央区磯辺通2丁目2番16号 三宮南ビル7階
TEL: 078-414-8282 FAX: 078-414-8281 <https://www.kbjapan.co.jp>

製造販売元



〒327-0003 栃木県佐野市大橋町1647番地
<http://www.fgm.co.jp>